

HYTO GmbH

Hochfeld 242
5721 Piesendorf
Österreich

Bischofshofen, 30.11.2017

Gutachten 17318681 **Aufbereitbarkeit des Hyto-Toilettensystem**

Nach Inspektion des Produktes Hyto-Toilettensystem auf „Aufbereitbarkeit“ in Anlehnung an ISO 17664 – siehe hierzu Inspektionsbericht 17318611 vom 30.11.2017 - geben wir folgende Bewertung des Produktes:

Das Hyto-Toilettensystem kann durch Aufbereitung in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einem Standard-Reinigungsprogramm und einem üblichen Reinigungsmittel für Medizinprodukte (z.B. mediclean forte) sicher gereinigt werden. Im Versuch wurde eine Reinigungsleistung > 99,9% nachgewiesen.

Das Hyto-Toilettensystem kann durch Aufbereitung in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit einem thermischen Standard-Desinfektionsprogramm für „Stationsutensilien“ (Zielwert 80°C/1 Minute bzw. A₀-Wert von 60 s) sicher desinfiziert werden.

Das Hyto-Toilettensystem kann durch Aufbereitung in einem Dampfsterilisator bei einer Temperatur von 134°C sicher sterilisiert werden.



Dr. Arno Sorger
Technischer Leiter, Inspektor

Ergeht an: Auftraggeber