

CLEAN

SAVE

CERTIFIED

CLEANLINESS THROUGH ACCESSIBILITY

The mechanism is patented and allows the separate removal of the glasses and lid with a single movement.

SAFETY THROUGH STABILITY

8 mm thick stainless-steel hinge with continuous hinge axis provides extremely firm hold on the ceramic.

TREND-SETTING THROUGH CERTIFICATION

The basis for HYTO SAN is the material " Melamine ". HYTO is the first sterilizable WC system in the world.



Privat household

- ✓ **Easy handling:** seat, lid and hinge and no gaps or narrow edges - easy to clean.
- ✓ **Connected hinge:** no wobbling seat, stability even under increased strain (e.g.: physical impairment)

Hotel and accommodation facilities

- ✓ **Increased quality on the floor:** Due to easy accessibility, more cleaning performance can be achieved with the same cleaning time
- ✓ **A "new" WC for each guest:** Remove the used WC seat, treat the ceramic with strong cleaner, rinse the hinge with water and install the pre-cleaned WC seat. Used seat shall be treated in industrial flushers outside the main cleaning time.
- ✓ **Favourable exchange due to modular design:** Broken or used parts can be replaced by cleaning power, hinge remains on the ceramic. Optional change to a booster seat for guests available.

Hospital and healthcare facilities

- ✓ **Weapon, if needed:** If required, the toilet seat can be safely cleaned in industrial flushing systems. Expert opinion by W.H.U. Laboratorium für Wasseruntersuchung und Hygiene GmbH is available.
- ✓ **More resistant to regular cleaning:** HYTO SAN is more resistant to industrial cleaning agents with less yellowing of the seats.
- ✓ **HYTO MED seat booster:** Easy to exchange for seat booster if required - stability and therefore safety. Easy maintenance cleaning guaranteed.
- ✓ **Floor washer or plug-in flusher:** Never clean the WC seat in the shower (carry-over of germs)

Object area

- ✓ **Puristic with HYTO PUR:** Stability, easy to clean and shapely even without a lid. HYTO PUR is seat with retaining clip without lid
- ✓ **Application areas:** Cinemas, sports stadiums, camping sites, tourist centers, ..

Germ situation in hospitals and nursing homes:

- ✓ **OECD warns of death by germs:** Unfortunately, germs have long been a part of everyday life in hospitals and nursing homes. The majority of these germs affect the human intestine and this is exactly where our HYTO System comes into play.
- ✓ **Sterilizable WC seat:** HYTO SAN can be safely cleaned by steam sterilization. But also, by reprocessing in a detergent-disinfectant unit with a standard cleaning program and a common cleaning agent for medical devices (e.g. "mediclean forte") a cleaning performance > 99.9% is achieved.
- ✓ **Interruption of cross-infection:** Regular re-humidification by spray mist provides a suitable breeding ground for germs. The HYTO system can make a significant contribution here.

Harmlessness of the materials:

- ✓ **Materials:** Muster Duroplast UREA
Muster Duroplast MELAMIN
Muster PP+20% T (Talkum)
- ✓ **Test report Nr. 0003287335/30 AZ 337459 - TÜV Rheinland:** The HYTO products were tested for common pollutants (PAH and cadmium) and were classified as safe to use.

YOUTUBE Videos:

HYTO System




<https://www.youtube.com/watch?v=jk3ELP4xXKI>

HYTO MED



https://www.youtube.com/watch?v=sqsw7u5VY_E&t=6s

HYTO PUR




<https://www.youtube.com/watch?v=Eu3r8dXsSI8>

HYTO patent protection:

Patentnumber: 3267867
Date of filling: 25.02.2016

AU2016232963B2
CA2977833A1
EP3267867B1
RU2683196C1
US10610067B2











CEO: DI-FH Peter Mayr

Dr. Karl Watschinger

The simplest is not always the best,
but the best is always simple!



- Heinrich Tessenow

	HYTO SEAT	HYTO SEAT Modular	HYTO PUR	HYTO MED	HYTO MED Modular
BILD					
MATERIAL	MELAMIN / EDELSTAHL 1.4301	MELAMIN	MELAMIN POLYPROPYLEN EDELSTAHL 1.4301	POLYPROPYLEN EDELSTAHL 1.4301	POLYPROPYLEN
SCHARNIER	HYTO SYSTEM-SCHARNIER Standard	—	HYTO SYSTEM-SCHARNIER Standard	HYTO SYSTEM-SCHARNIER Standard	—
OPTION	—	SCHARNIER Montage von Oben	—	—	SCHARNIER Montage von Oben
EIGNUNG	HYTO SEAT ist speziell für Krankenhäuser, Pflegeheime und Einrichtungen mit hohen hygienischen Anforderungen. HYTO SEAT ist auf Grund der allgemeinen Passform für nahezu jedes runde und halbrunde WC geeignet.		HYTO PUR richtet sich an Einrichtungen mit hoher Besucherfrequenz.		HYTO MED ist die Ergänzung für den Pflegebereich.







HYTO SAN / PLUS

© HYTO GmbH



HYTO PUR


© HYTO GmbH




HYTO MED

© HYTO GmbH

Standard



Montage von Oben



PRODUKTDATENBLATT HYTO SEAT

	Bezeichnung	HYTO SEAT
	Bestellbezeichnung	HSE001
	GTIN Nummer	9120087750023
	Verpackung	39,5x6x49 cm / 2,5 kg
	Überkarton	42x38x50 cm / 15 kg
	Packungseinheit	VPE 1 / LE 6 18 LE / Palette=108 VPE
	Scharnier	inklusive
<p>Empfehlung:</p> <p>Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, Altenwohnheime Gehobene Gastronomie, Thermen- und Wellnessanbieter</p>		
<p>Optionen:</p> <p>HYTO MED Modular: Sitzerrhöhung 12cm ohne Scharnier HYTO SAN Modular: Kreislaufreinigung oder Tausch / Bruch</p>		
<p>Vorteile:</p> <p>Reinigung in Industriespülgeräten (Steckspüler) möglich Widerstandsfähiger gegen chemische Reiniger und Microfasertuch Bessere Reinigungsqualität bei gleichem Zeitaufwand Stabilität durch HYTO Systemscharnier</p>		

PRODUKTDATENBLATT HYTO SEAT Modular

	Bezeichnung	HYTO SEAT Modular
	Bestellbezeichnung	HSEM001
	GTIN Nummer	9120087750054
	Verpackung	39,5x6x49 cm / 2,3 kg
	Überkarton	42x38x50 cm / 13,8 kg
	Packungseinheit	VPE 1 / LE 6
	Scharnier	-----
Empfehlung: Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, Altenwohnheime Gehobene Gastronomie, Thermen- und Wellnessanbieter		
Optionen: HYTO Scharnier von Oben Montage von Oben		
Vorteile: Reinigung in Industriespülgeräten (Steckspüler) möglich Widerstandsfähiger gegen chemische Reiniger und Microfasertuch Bessere Reinigungsqualität bei gleichem Zeitaufwand Günstiger Tausch, Scharnier verbleibt auf der Keramik		

PRODUKTDATENBLATT HYTO MED

	Bezeichnung	HYTO MED
	Bestellbezeichnung	HME001
	GTIN Nummer	9120087750108
	Verpackung	47,5x40x14 cm / 2,3 kg
	Überkarton	50x40x50 cm / 10 kg
	Packungseinheit	VPE 1 / LE 4 12 LE / Palette=48 VPE
	Scharnier	inklusive
Empfehlung: Pflegeeinrichtungen Orthopädische Heilanstalten		
Optionen: HYTO SAN Modular: Tausch auf Standard WC Sitz		
Vorteile: Einfache Unterhaltsreinigung Stabilität und Sicherheit durch HYTO Systemscharnier CE-Zertifiziert Hilfsmittelnummer GKV Spitzenverband: 33.40.01.0125		

PRODUKTDATENBLATT HYTO MED Modular



Bezeichnung	HYTO MED Modular
Bestellbezeichnung	HMEM001
GTIN Nummer	9120087750115
Verpackung	47,5x40x14 cm / 2,1 kg
Überkarton	50x40x50 cm / 8,6 kg
Packungseinheit	VPE 1 / LE 4 12 LE / Palette=48 VPE
Scharnier	-----

Empfehlung:

Pflegeeinrichtungen
Orthopädische Heilanstalten

Optionen:

HYTO SAN: Tausch auf Standard WC Sitz

Vorteile:

Einfache Unterhaltsreinigung
Stabilität und Sicherheit durch HYTO Systemscharnier

PRODUKTDATENBLATT HYTO PUR

	Bezeichnung	HYTO PUR
	Bestellbezeichnung	HPU001
	GTIN Nummer	9120087750122
	Verpackung	39,5x6x49 cm / 2,3 kg
	Überkarton	42x38x50 cm / 13,8 kg
	Packungseinheit	VPE 1 / LE 6 18 LE / Palette=108 VPE
	Scharnier	inklusive
<p>Empfehlung:</p> <p>Objektbereich, Behinderteneinrichtungen Öffentlicher Bereich, hochfrequentierter Gästebereich, Campingplätze</p>		
<p>Optionen:</p> <p>HYTO SAN Modular: Tausch auf Standard WC Sitz</p>		
<p>Vorteile:</p> <p>Nur-Brille Lösung, einfache Unterhaltsreinigung Stabilität und Sicherheit durch HYTO Systemscharnier</p>		

PRODUKTDATENBLATT HYTO HALTEGRIFF

	Bezeichnung	HYTO ARMREST
	Bestellbezeichnung	HARM001
	GTIN Nummer	9120087750009
	Verpackung	28x14x69 cm / 6,7 kg
	Überkarton	-----
	Packungseinheit	-----
	Scharnier	-----
Empfehlung: Behinderteneinrichtungen		
Optionen:		
Vorteile: Kombinierbar mit HYTO MED und HYTO SAN / PUR Zertifizierte Belastbarkeit von 100 kg / Armlehne		



HYTO GmbH

GF: DI(FH) Peter Mayr
Hochfeld 242
5721 Piesendorf
Austria

+43 660 2370221

info@hyto.at | www.hyto.at

VAT Nr.: ATU 71421008 | FN: 459656s
Place of jurisdiction: A-5700 Zell am See